


Anti-Mt-Nd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03905

Artikelnummer: CM0024506



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MT-ND4 (NADH-Dehydrogenase-Untereinheit 4) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für mitochondriale Komplex I-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTND4; ND4; MT-ND4
Spezies	Human
GeneID	4538
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 401-459 von humanem MT-ND4 (YP_002124311.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P03905
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel