


Anti-Mt-Nd4L-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P03901

Artikelnummer: CM0020069



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MT-ND4L (mitochondriale NADH-Dehydrogenase-Untereinheit 4L). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung von Komplex I und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MT-ND4L-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4539
Gen-ID	4539
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40 bis zum C-Terminus des humanen MT-ND4L (AXQ02532.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P03901
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel