


Anti-Mt-Nd5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P03915

Artikelnummer: CM0014111



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NADH-Dehydrogenase-Untereinheit 5 (MT-ND5), validiert für Western Blot und ELISA.

Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

Immunogen stammt aus einem Maus-MT-ND5-Peptid.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ND5; MT-ND5
Art	Maus
GenID (Mensch)	4540
GenID	17721
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von Maus-MT-ND5 entspricht (NP_904338.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03915
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel