


Anti-Mt-Nd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P03915

Artikelnummer: CM0021821



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, reaktiv gegen humanes MT-ND5, entwickelt für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu mitochondrialer Funktion, Komplex-I-Assembly und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTND5; ND5; MT-ND5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4540
GenID	4540
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem MT-ND5 (YP_003024036.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03915
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel