


Anti-Mt-Nd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P03915

Artikelnummer: CM0029054



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MT-ND5 (NADH-Dehydrogenase Untereinheit 5) für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ND5; MT-ND5
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	4540
Gen-ID (Maus)	17721
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-607 von Maus-MT-ND5 (NP_904338.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P03915
Protein-Gewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel