


Anti-Mt-Nd6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Artikelnummer: CM0018801



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MT-ND6, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTND6; ND6; MT-ND6
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4541
GeneID	4541
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 80-174 von humanem MT-ND6 entspricht (YP_003024037.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03923
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel