


Anti-Mta1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13330

Artikelnummer: CM0012986



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches MTA1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murine MTA1 (~81 kDa), eine Komponente des NuRD-Komplexes und transkriptioneller Koregulator, der mit Krebsmetastasierung verbunden ist. Ideal für Studien zur Krebsbiologie und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTA1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MTA1
Spezies	Mensch
GenID	9112
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem MTA1 entspricht (NP_004680.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13330
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel