

Anti-Mta3-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Btc8

Artikelnummer: CM0024228

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes MTA3. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf eine Schlüsselkomponente des NuRD-Komplexes ab, der an der Chromatinremodellierung und dem epithelialen Aufbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57504
GenID	57504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-330 von humanem MTA3 (NP_065795.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BTC8
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel