


## Anti-Mtap Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13126

Artikelnummer: CM0002668



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MTAP (S-Methyl-5'-Thioadenosin-Phosphorylase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Geeignet für Polyamin-Stoffwechsel- und Krebsforschung. MG 31kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MTAP Kaninchen mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                               |
| Gen-ID (Human)    | 4507                                                                                                                |
| Gen-ID            | 4507                                                                                                                |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 184-283 von humanem MTAP (Q13126) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | Q13126                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 31kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |