


Anti-Mtap Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13126

Artikelnummer: CM0023523



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MTAP (S-Methyl-5'-Thioadenosin-Phosphorylase). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Polyamin-Stoffwechsel und Methionin-Recycling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTAP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Spezies	Human
GeneID	4507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem MTAP (NP_002442.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13126
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel