


## Anti-Mtap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13126

Artikelnummer: CM0017787



### Einführung

MTAP Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt MTAP in Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung des Methionin-Salvage-Wegs, des Polyamin-Stoffwechsels und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MTAP Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID            | 4507                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem MTAP (NP_002442.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q13126                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 31kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |