

Anti-Mtch1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj7

Artikelnummer: CM0028515

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches MTCH1 (Mitochondrial Carrier Homolog 1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Apoptose und Insertion mitochondrialer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23787
GenID	23787
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-250 des menschlichen MTCH1 (NP_001258570.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ7
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eispackung