

Anti-Mtch2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6C9

Artikelnummer: CM0014617

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches MTCH2, eine mitochondriale Insertase der äußeren Membran und Apoptose-Rezeptor. KO-valdiert; geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MTCH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23788
Gen-ID	23788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-175 von menschlichem MTCH2 entspricht (NP_055157.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6C9
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel