

Anti-Mtco1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00395

Artikelnummer: CM0007474



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Cytochrom-c-Oxidase Untereinheit 1 (MTCO1/COX1). Geeignet für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Für die Erforschung der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CoxI; COX1; MTCO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4512
Gen-ID	4512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 479-513 des humanen MTCO1 (YP_003024028.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00395
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel