

Anti-Mtco1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00395

Artikelnummer: CM0019510



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MTCO1 (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialen Erkrankungen und Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	COI; MTCO1; COX1
Art	Mensch
GenID	4512
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem MTCO1 (YP_002124304.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00395
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel