

Anti-Mtco2 (Cox2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P00403

Artikelnummer: CM0006156



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen MTCO2 (COX2), reaktiv bei Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Zielprotein ist die mitochondriale Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 2, die für die oxidative Phosphorylierung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	COX2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	17709
GeneID	17709
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 der murinen MTCO2 (NP_904331.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00403
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel