

Anti-Mtco2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Artikelnummer: CM0020301



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen die Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 2 (MTCO2/COX2) des Menschen für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Komplex IV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	COII; MTCO2; COX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4513
Gen-ID	4513
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-100 von menschlichem MTCO2 entspricht (YP_003024029.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00403
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel