

Anti-Mtco2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Artikelnummer: CM0017767



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MTCO2 (Cytochrom-c-Oxidase Untereinheit 2) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Maus und Ratte, 26 kDa Protein. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX2; MTCO2
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4513
GeneID	17709
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von Maus-MTCO2 entspricht (NP_904331.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P00403
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eistasche