

Anti-Mtco2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P00403

Artikelnummer: CM0011500



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches MTCO2 (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 2) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Geeignet für mitochondriale Forschung und Studien zur oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTCO2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COII; MTCO2; COX2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4513
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 128-227 von menschlichem MTCO2 (P00403) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00403
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel