


Anti-Mtdh Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Ue4

Artikelnummer: CM0028884



Einführung

Hochaffiner Anti-MTDH (AEG-1/LYRIC) polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unentbehrlich für die Forschung zu Krebsmetastasierung, Chemoresistenz und NF-κB-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTDH Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	92140
Gen-ID	92140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von humanem MTDH (NP_848927.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UE4
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel