


Anti-Mterfd1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q96E29

Artikelnummer: CM0025086



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen MTERFD1 (mTERF3), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zu mitochondrialer Transkription, Ribosomenassemblierung und Atmungskomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTERFD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-12; MTERFD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51001
GeneID	51001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-300 des menschlichen MTERFD1 (NP_057026.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96E29
Proteinmasse	48kDa
Versand	Eispackung