

Anti-Mtfmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Dp5

Artikelnummer: CM0021893

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes MTFMT (mitochondriale Methionyl-tRNA-Formyltransferase). Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translation und von Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	MTFMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Spezies	Human
GeneID	123263
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-389 von humanem MTFMT (NP_640335.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96DP5
Proteingewicht	44kDa
Versand	Kühltasche