

Anti-Mtfp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Udx5

Artikelnummer: CM0031084

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MTFP1 (MTP18) gerichtet ist, ein Protein der inneren mitochondrialen Membran, das an der Fission beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. 18kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTFP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTP18; HSPC242; MTFP1
Spezies	Human
GenID (Human)	51537
GenID	51537
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-166 von humanem MTFP1 (NP_057582.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UDX5
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel