

Anti-Mthfd1L Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ub35

Artikelnummer: CM0030115

Einführung

Monofunktionale C1-Tetrahydrofolat-Synthase (MTHFD1L) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist ein mitochondriales Ein-Kohlenstoff-Metabolismus-Enzym; nützlich für Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTHFD1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FTHFSDC1; MTC1THFS; dj292B18.2; MTHFD1L
Spezies	Mensch
GeneID (human)	25902
GeneID	25902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 759-978 von humanem MTHFD1L (NP_056255.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UB35
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel