

Anti-Mthfd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Artikelnummer: CM0017762



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTHFD2 (bifunktionelle Methylenetetrahydrofolat-Dehydrogenase/Cyclohydrolase) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTHFD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NMDMC; MTHFD2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10797
GeneID	10797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-250 des humanen MTHFD2 (NP_006627.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13995
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel