

Anti-Mthfr-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42898

Artikelnummer: CM0006677



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MTHFR (Methylenetetrahydrofolat-Reduktase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Folatwegs und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTHFR-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MTHFR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4524
GeneID	4524
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 363-656 des humanen MTHFR (NP_005948.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42898
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku