


Anti-Mtif3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2K0

Artikelnummer: CM0029735



Einführung

MTIF3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes und ratten MTIF3, einen mitochondrialen Translationsinitiationsfaktor, der die Verfügbarkeit der 28S-ribosomalen Untereinheit für die Proteinsynthese fördert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTIF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IF3mt; MTIF3
Spezies	Human
GeneID (Human)	219402
GeneID	219402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-278 des humanen MTIF3 (NP_690876.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9H2K0
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel