


Anti-Mtif3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2K0

Artikelnummer: CM0016065



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MTIF3 (IF3mt), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Detektiert MTIF3 in humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTIF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IF3mt; MTIF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	219402
Gen-ID	219402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-278 von humanem MTIF3 (NP_690876.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2K0
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel