

## Anti-Mtmr14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nce2

Artikelnummer: CM0029610

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MTMR14, eine Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphat 3-Phosphatase, die PI3P und PI(3,5)P2 dephosphoryliert. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Lipid-Signalweg- und Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MTMR14 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | C3orf29; MTMR14                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GeneID (human)    | 64419                                                                                                                           |
| GeneID            | 64419                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 335-500 von humanem MTMR14 (NP_001070993.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q8NCE2                                                                                                                          |
| Protein-Gewicht   | 72kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |