

Anti-Mtmr14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nce2

Artikelnummer: CM0021520

Einführung

MTMR14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Reaktivität gegen humanes und murines MTMR14. Dieser Antikörper richtet sich gegen die Lipidphosphatase MTMR14, die am Phosphatidylinositol-Stoffwechsel beteiligt ist, was ihn für die Forschung in der Zellsignalisierung und bei Störungen der Phosphoinositid-Regulation geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C3orf29; MTMR14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64419
Gen-ID	64419
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-280 von humanem MTMR14 (NP_001070993.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NCE2
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel