


Anti-Mtmr2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13614

Artikelnummer: CM0025431



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTMR2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 404-643. Ideal für die Erforschung von Autophagie und Myotubularin-verwandten Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
Spezies	Mensch
GeneID	8898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 404-643 von humanem MTMR2 (NP_057240.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13614
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel