

Anti-Mtmr4 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Artikelnummer: CM0025265

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTMR4, eine Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphat-3-Phosphatase. Validiert für IHC-P und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Untersuchung des endosomalen Transports und der Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9110
Gen-ID	9110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 570-820 von humanem MTMR4 (NP_004678.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NYA4
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel