

Anti-Mtmr4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nya4

Artikelnummer: CM0016918

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MTMR4, eine Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphat-3-Phosphatase, die am endosomalen Transport und an der Signalübertragung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9110
GenID	9110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 920-1195 von humanem MTMR4 (NP_004678.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYA4
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel