


Anti-Mtmr6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y217

Artikelnummer: CM0015981



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MTMR6 gerichtet ist, eine Lipidphosphatase, die an der T-Zell-Signalisierung und Endozytose beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Immunodetektion und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTMR6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9107
Gen-ID	9107
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 382-621 von humanem MTMR6 (NP_004676.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y217
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel