


Anti-Mtmr8 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Artikelnummer: CM0023500



Einführung

MTMR8 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekül ist MTMR8 (Q96EF0), eine Lipidphosphatase, die die Autophagie reguliert. Ideal für die Forschung zu Autophagie und Lipidsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR8 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	MTMR8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55613
Gen-ID	55613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 430-560 des menschlichen MTMR8 (NP_060147.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96EF0
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel