

Anti-Mtmr9-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qg7

Artikelnummer: CM0016675

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MTMR9, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Regulation myotubularinbezogener Phosphatasen, der Makroautophagie und der Apoptose. - Q96QG7

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTMR9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
Art	Mensch
Gen-ID	66036
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des humanen MTMR9 (NP_056273.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96QG7
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku