


Anti-Mtnr1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Artikelnummer: CM0013748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTNR1A (Melatonin-Rezeptor Typ 1A), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes MG 39 kDa. Ideal für Forschung zu zirkadianem Rhythmus und Schlaf.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTNR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
Spezies	Mensch
Gen-ID	4543 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 281-350 von humanem MTNR1A (NP_005949.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48039
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel