

Anti-Mtor Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0014884



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen mTOR (P42345) von Mensch und Maus. Angeboten für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie, Immunpräzipitation und ELISA. Ideal für die Forschung zur mTOR-Signalgebung bei Zellwachstum, Stoffwechsel und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	mTOR Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Spezies	Mensch
Gen-ID	2475
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2400-2500 von humanem mTOR (NP_004949.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42345
Proteinmasse	289 kDa
Versand	Eisbeutel