

Anti-Mtpap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvv4

Artikelnummer: CM0019844



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MTPAP (PAPD1/SPAX4/TENT6), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur mitochondrialen RNA-Verarbeitung und Histon-mRNA-Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTPAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55149
Gen-ID	55149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 383-582 des humanen MTPAP (NP_060579.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NVV4
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eistasche