


Anti-Mtrr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubk8

Artikelnummer: CM0013798



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTRR (Methionin-Synthase-Reduktase), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Homöostase von Methionin und Folat. Reagiert mit humanen Proben; vorhergesagtes Molekulargewicht 78 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MTRR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSR; cbIE; MTRR
Spezies	Human
GeneID (Human)	4552
GeneID	4552
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-230 des humanen MTRR (NP_002445.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBK8
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel