


Anti-Mtss1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43312

Artikelnummer: CM0017350



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MTSS1 (MIM, Metastasis suppressor 1), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-MTSS1. Ideal für die Krebsmetastasierungs- und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTSS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
Spezies	Mensch
GeneID	9788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 630-730 von humanem MTSS1 (NP_055566.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43312
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel