

Polyklonaler Anti-Mttp-Antikörper Für Wb, Elisa - P55157

Artikelnummer: CM0017676



Einführung

Polyklonaler Anti-MTTP-Antikörper (pAb), validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die große Untereinheit des mikrosomalen Triglyzerid-Transferproteins, die für den Aufbau von Lipoproteinen entscheidend ist. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTTP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; MTP; MTTP
Art	Mensch
Gen-ID	4547
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-160 des menschlichen MTTP entspricht (NP_000244.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55157
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Kühlakku