

Anti-Mttp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55157

Artikelnummer: CM0024520



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTTP (mikrosomales Triglycerid-Transferprotein, große Untereinheit). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Lipidtransport und Lipoproteinassembly.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTTP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; MTP; MTTP
Spezies	Human
GeneID (Human)	4547
GeneID	4547
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von humanem MTTP entspricht (NP_000244.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P55157
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel