

Anti-Mtus1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uld2

Artikelnummer: CM0015590

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTUS1, validiert für Western Blot und ELISA. MTUS1 ist ein mit Mikrotubuli assoziierter Tumorsuppressor, der an Zellproliferation und Mitose beteiligt ist; geeignet für die Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTUS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57509
Gen-ID	57509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 207-436 von humanem MTUS1 (NP_065800.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9ULD2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel