

## Anti-Mtus2 Polyklonaler Antikörper (Tip150) Für Wb & Elisa - Q5Jr59

Artikelnummer: CM0020223

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTUS2 (mikrotubuli-assoziiertes Tumorsuppressor-Kandidat 2, TIP150). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Mikrotubuli-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MTUS2 Kaninchen pAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                                             |
| GeneID (human)    | 23281                                                                                                                                             |
| GeneID            | 23281                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 49-348 von humanem MTUS2 (NP_056048.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q5JR59                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 150kDa                                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                         |