


Anti-Mu-Opioid-Rezeptor (Mor) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

Artikelnummer: CM0022588



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Mu-Opioid-Rezeptor (MOR) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem MOR. Wichtiges Werkzeug für die Opioid-Signalisierung und Suchtforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mu Opioid Receptor(MOR) Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Mu Opioid Receptor(MOR)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4988
Gen-Id	4988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 354-388 des menschlichen Mu-Opioid-Rezeptors (MOR) (NP_000905.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35372
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel