

Anti-Muc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Artikelnummer: CM0013832



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MUC1 (Mucin-1, CA15-3) für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Krebsforschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1182-1255 des humanen MUC1 (P15941) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15941
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel