

Anti-Muc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15941

Artikelnummer: CM0023174



Einführung

Hochspezifischer anti-MUC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem MUC1. Ideal für die Forschung an Krebsbiomarkern und Studien an epithelialen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4582
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem MUC1 (P15941) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15941
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel