

Anti-Muc16 (Ca125) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wxi7

Artikelnummer: CM0020317



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CA125 (MUC16), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Eierstockkrebsforschung; detektiert ein Glykoprotein von ~1519 kDa. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA125 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MUC16; CA125; Mucin-16
Spezies	Human
GeneID (Human)	94025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 12660-12923 von humanem CA125 (NP_078966.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	Western Blot (WB), ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WXI7
Proteingewicht	1519 kDa
Versand	Kühltasche