

Anti-Muc16/Ca125-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi7

Artikelnummer: CM0006272



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper gegen humanes MUC16/CA125 ist für WB, IHC-P, IP und ELISA validiert. Das rekombinante Immunogen gewährleistet Spezifität und eignet sich für die Forschung zu Eierstockkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC16/CA125-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CA125; MUC16
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	94025
GeneID	94025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 12660–12923 des humanen MUC16/CA125 (NP_078966.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WXI7
Proteingewicht	1519 kDa
Versand	Kühlakku